



Unser Levia Basculante D, kurz LBD, ist ein voll ausgestattetes Sitzfahrzeug, welches auf die individuellen Herausforderungen des Körpers gestaltet werden kann. Von Kopf bis Fuß bietet der modulare Aufbau Möglichkeiten eine optimale Versorgung umzusetzen. Der Sitz, die Rücken- und Armlehnen lassen sich beliebig im Sitzrahmen einstellen und ermöglichen hierdurch, bei Veränderungen von Sitzposition oder Körperhaltung, sofort zu reagieren. Asymmetrische Veränderungen, wie unterschiedliche Beinlängen oder Hüftstellungen, lassen sich ebenfalls ausgleichen. Einstellungen können direkt am Untergestell vorgenommen werden, um die gewünschten Positionen zu erhalten. Wählen Sie das patentierte Faltsystem, ermöglicht der LBD mit wenigen Handgriffen ein Zusammenfallen und ist für den individuellen Transport vorbereitet. Mit den optionalen Transportösen sind alle Levia Basculante Modelle für einen sicheren Transport ausgestattet.

VERSTELLUNGEN



TECHNISCHE DATEN

Länge inkl. Beinstütze	1020 - 1180 mm
Breite inkl. Räder	395 - 645 mm
Breite inkl. Armlehnen	375 - 635 mm
min. Transportmaße (LxBxH)	780x330x665 mm
Sitzhöhe	415 - 515 mm
Rollstuhlgewicht	max. 30 kg
Max. Benutzergewicht	150 kg
Sitzbreite	260 - 480 mm
Sitztiefe	260 - 660 mm
Rückenbreite	260 - 480 mm
Rückenhöhe	450 - 550 mm
Rückenwinkelverstellung	90° - 135°
Beinwinkelverstellung	90° - 170°
Crash getestet	ISO 7176 - 19
CE geprüft	EN12182 / EN12183

VERFÜGBARE FARBEN



ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!

Reha-Med Hilfsmittel GmbH
Eichwaldstraße 9
44319 Dortmund
Tel.: +49 (0)231 51 91 61 52
Fax.: +49 (0)231 51 91 61 54
kundenservice@rehamedpower.de