

Modulares Sitzsystem

PEEZY



Das Peezy Sitzsystem ist ein modular aufgebautes Sitzkonzept, mit dem auf die individuellen Herausforderungen einer physiologischen Sitzpositionierung reagiert werden kann. Der anpassbare Aufbau der Module ermöglicht beispielsweise eine ab- oder adduzierte, immer lotrechte Sitzhaltung unter Entlastung der Sitzbeinhöcker und Vermeidung von Tensionsspitzen.

Eine Flexionsstellung des Beckens wird vermieden und eine Hüftzentrierung für eine stabile Oberkörperaufrichtung erreicht. Durch den Verlauf der Tuberanstützung können die hinteren Adduktoren entlastet werden. Beinlängendifferenzen und eine Hüftdysplasie kann ebenso wie eine Torsionsskoliose mit dem Peezy Sitzsystem ausgeglichen werden. Mit diesem Sitzkonzept können Sie auch ohne aufwendige Anfertigung einer Sitzschale individuelle Versorgungen umsetzen.

Größe	Breite	Tiefe
P1	26 cm	26-30 cm
P2	30 cm	30-34 cm
P3	30 cm	36-40 cm
P4	34 cm	40-44 cm
P5	36 cm	40-44 cm
P6	38 cm	44-48 cm
P7	42 cm	40-44 cm
P8	42 cm	46-52 cm
P9	44 cm	46-50 cm
P10	48 cm	48-52 cm

Alle Breiten und Tiefen modular anpassbar



geprüft



Max. Gewicht



Nahtlos



Bearbeitbar

HMV

18.99.99.0104



Beispiele zur Positionierung



Fixierte Abduktion



Windschlag



Asymmetrie



Beckenschiefstand



REHAMEDPOWER



Modulares Sitzsystem

PEEZY LIGHT


Beispiele zur Positionierung



Fixierte Abduktion



Windschlag



Asymmetrie



Beckenschiefstand



Das modular aufgebaute Peezy Light Sitzsystem mit flacher Basis und haltgebenden Polsterpads ermöglicht ein breites Versorgungsspektrum vor allem bei aktiven Nutzern. Variable Ab- und Adduktion, eine aktive Beckenkipfung, der Ausgleich von Asymmetrien und die atmungsaktive druckableitende Memoryschaumpolsterung passen sich auf die individuellen Gegebenheiten des Körpers an. Die offene Konstruktion im Kreuz- und Steißbeinbereich unterstützt zudem eine physiologische Sitzhaltung bei intakter Rumpfmuskulatur. Mit dem Peezy Light Sitzsystem können vollkommene Sitzpositionierungen umgesetzt werden.

Größe	Breite	Tiefe
P1	26 cm	26-30 cm
P2	30 cm	30-34 cm
P3	30 cm	36-40 cm
P4	34 cm	40-44 cm
P5	36 cm	40-44 cm
P6	38 cm	44-48 cm
P7	42 cm	40-44 cm
P8	42 cm	46-52 cm
P9	44 cm	46-50 cm
P10	48 cm	48-52 cm

Alle Breiten und Tiefen modular anpassbar



geprüft



Max. Gewicht



Nahtlos



Bearbeitbar

HMV

18.99.99.0104