



DYNA biedt personen met onwillekeurige strekkende bewegingen, op grond van lichamelijke beperkingen, een aanpasbare en stabiele rolstoel. Door het dynamische FREE SHOCK zitsysteem worden de strekkende bewegingen gecontroleerd toegestaan en het risico op spier- en botschade gereduceerd. Het FREE SHOCK systeem staat het toe de gegenereerde krachten op te nemen en zich aan de bewegingen van de gebruiker aan te passen. DYNA in combinatie met het Buddy Brace zitsysteem garandeert op den duur een vermindering van frequentie en intensiteit van bewegingen en spierhypertentie. Daarbij garandeert het Buddy Brace zitsysteem vermindering van decubitus, verbetering van de levenskwaliteit en verhoogt het de sociale integratie van de gebruiker.

EIGENSCHAPPEN



Max. zithoekverstelling
45°



Zitsysteem met
meebewegende
zitplaat 0° - 15°



FREE SHOCK
voetplaat met
flexo-extensies



DYNA FREE SHOCK is
een oplossing voor de
gebruikers met
bewegingsstoornissen



De FREE SHOCK
hoofdsteun absorbeert
de hoofdbewegingen
door middel van een
innovatief
dempingssysteem



De FREE SHOCK voetplaten
zijn zelfs asymmetrisch tussen
de beiden benen (met
compressie beweging) en
met een instelbaar gewricht
in te stellen. De voetplaat
kan als dynamische of vaste
plaat ingesteld worden

VERKRIJGBAAR IN DE KLEUREN

Totale lengte wielen Ø300	min. 610 - max. 720
Totale lengte wielen Ø400	min. 665 - max. 770
Breedte incl. armleuningen	580 - 700 mm
Zit hoogte (kader)	430 mm
Totaal gewicht	22 kg - 32 kg
Max. gebruikersgewicht	150 kg
Zit breedte	300 - 420 mm
Zit diepte	340 - 540 mm
Rug breedte	300 - 420 mm
Rug hoogte	450 - 550 mm
Max. zithoekverstelling	45°
Rughoekverstelling	90° - 125°
Beenhoekverstelling	90° - 170°

VERKRIJGBAAR IN DE VOLGENDE KLEUREN



OVERTUIG U ZELF!

Rehamed BV
Lemmenhoek 25
6035AJ Ospel
Tel.: +31 (0)464 28 28 40
info@rehamedpower.nl