



EV03



10 km/h



2 x 55 Ah



25 km

Der EVO 3 bietet ein schlankes Design und überlegene Leistung mit einer perfekten Kombination aus Stabilität und Wendigkeit. Das modulare Design des Sitzsystems, das extrem funktional ist und sich den natürlichen Körperformen anpasst, wurde von einem der renommiertesten Experten der Welt der Ergonomie entworfen. Das ergonomische Design bietet die Möglichkeit die Tiefe, Breite, Höhe und Neigung der verschiedenen Sitzkomponenten einzustellen. Der EVO 3 kann mit verschiedenen multifunktionellen, elektrischen Verstellungen ausgestattet werden.

Ein kleiner All-Rounder, der mit Vorder- und Hinterrad-Antrieb ausgewählt werden kann. Seine multifunktionellen Verstellungen erlauben eine Vielzahl von unterschiedlichen Positionierungen - ein Kraftpaket für individuelle Lösungen.

## EIGENSCHAFTEN



## TECHNISCHE DATEN

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Gesamtlänge                    | 1090 mm      |
| Chassisbreite                  | 560 mm       |
| Sitzhöhe                       | 470 mm       |
| Wenderadius                    | 585 mm       |
| Sitzbreite                     | 300 - 420 mm |
| Rückenbreite                   | 300 - 420 mm |
| Rückenhöhe                     | 350 - 500 mm |
| Elektrische Sitzlift           | 300 mm       |
| Elektrische Sitzkantlung       | 45°          |
| negative Sitzwinkelverstellung | 30°          |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Elektrische Beinwinkelverstellung   | 90 - 190°          |
| Elektrische Rückenwinkelverstellung | 90 - 180°          |
| Gesamtgewicht inkl. Batterien       | 125 kg             |
| Max. Benutzergewicht                | 80 kg              |
| Batterien                           | 55 Ah              |
| Batterieladegerät                   | 6 A                |
| Reichweite                          | 25 km              |
| Höchstgeschwindigkeit               | 6 - 10 km/h        |
| Crash getestet nach                 | ISO 7176 - 19      |
| CE geprüft nach                     | EN12182 / EN 12184 |

## VERFÜGBARE FARBEN



## VERSTELLUNGEN



## ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST!

Reha-Med Hilfsmittel GmbH  
 Eichwaldstraße 9  
 44319 Dortmund  
 Tel.: +49 (0)231 51 91 61 52  
 Fax.: +49 (0)231 51 91 61 54  
[kundenservice@rehamedpower.de](mailto:kundenservice@rehamedpower.de)