



X10 FORTIS

Elektrorollstuhl - kraftvoll und stark.

Der frontangetriebene Elektrorollstuhl X10 FORTIS überzeugt mit seinem robusten Aufbau, leistungsstarken Antriebsmotoren und besonderer Manövrierfähigkeit für sichere Fahrten in Ihrer Wohnung oder auf der Straße. Mit dem maximalen Benutzergewicht von 260 kg und einer Sitzbreite von bis zu 75 cm ermöglicht der X10 FORTIS den Erhalt und die Rückgewinnung Ihrer eigenen Mobilität.

Viele umfangreiche manuelle und elektrische Funktionen, die Ihnen wichtige therapeutische und pflegerische Anwendungen ermöglichen und erleichtern, sind für Sie erhältlich.

Gemeinsam mit Ihnen finden und wählen wir die geeigneten Optionen aus dem umfangreichen Portfolio dieses Elektrorollstuhls und machen den X10 FORTIS zu Ihrem idealen Begleiter. Mit einem breiten Spektrum an Sondersteuerungen „von Kopf bis Fuß“ und Sonderanfertigungen nach Maß können wir auf individuelle Herausforderungen reagieren.

Besondere Eigenschaften:

- > Benutzergewicht bis zu 260 kg
- > Leistungsstarke 4-Pol 550 Watt Motoren
- > Wartungsfreie Polymer Dämpfer
- > Druckreduzierende Armlehnenpolster
- > Sitzbreiten bis 75 cm (weitere Sondermaße auf Anfrage)
- > Transportösen serienmäßig

Max. Benutzergewicht:	260 kg
Höchstgeschwindigkeit	6 / 10 km/h
Batterien	78 / 125 Ah
Gesamtlänge	1060 mm
Gesamtbreite	710 mm
Sitztiefe	400 - 450 mm
Sitzbreite	550 - 750 mm
Sitzhöhe ohne Kissen	440 mm
Bodenabstand	85 mm
Höhe Rückenlehne	450 - 500 mm
Elektrischer Sitzwinkel	25 °
Elektrischer Sitzlift	200 mm
Gesamtgewicht*	160 kg

*abhängig von gewählter Ausstattung



260
KG

X10 FORTIS