



Levia Basculante

NEATECH™

Levia Basculante

NEATECH™

INDIVIDUELE POSITIONERING

Levia Basculante is een handbewogen rolstoel met een gepatenteerd vouwsysteem dat de stabiliteit van een vast frame biedt. Desondanks comfortabel en met weinig handelingen in te vouwen om individueel transport mogelijk te maken.

Door onafhankelijke modules is het mogelijk de Levia Basculante voor gebruiker individueel op maat te maken. Het zitkussen, de rugleuning en armleggers kunnen onafhankelijk van elkaar in het zitframe worden bevestigd. Daardoor kan bij verandering van zitpositie, door groei of lichaamshouding, direct gereageerd worden.

Asymetrische veranderingen zoals verschil in beenlengte of heuphouding kunnen indien nodig gecompenseerd worden. Deze instellingen worden direct uitgevoerd om zo de gewenste positie te bereiken.

In combinatie met het Buddy Brace Systeem krijgt de gebruiker een zit- en rugsysteem dat anatomisch ingesteld kan worden.

SPECIFICATIES



Zeer modulaair systeem voor geavanceerde instellingen



Opvouwbaar chassis voor eenvoudig transport



30° zithoekverstelling



Grote keuze aan opties en configuraties



Grote keuze aan Buddy Brace Zitsysteem



Licht inklapbaar/ invouwbaar stijf chassis van aluminium

TECHNISCHE GEGEVENS

Lengte incl. beensteunen	1020 - 1180 mm
Breedte incl. wielen	395 - 645 mm
Breedte incl. armleuningen	375 - 635 mm
Min. transport lengte (LxBxH)	780x330x665 mm
Zit hoogte	415 - 515 mm
Totaal gewicht	max. 30 kg
Max. gebruikersgewicht	150 kg
Zit breedte	260 - 480 mm
Zit diepte	260 - 660 mm
Rug breedte	260 - 480 mm
Rug hoogte	450 - 550 mm
Rug hoek verstelling	90° - 135°
Been hoek verstelling	90° - 170°
Crash getest	ISO 7176 - 19
CE gecontroleerd	EN12182 / EN12183

VERKRIJGBAAR IN DE VOLGENDE KLEUREN



ZITVERSTELLINGEN



OVERTUIG U ZELF!

Rehamed BV
Lemmenhoek 25
6035AJ Ospel
Tel.: +31 (0)464 28 28 40
info@rehamedpower.nl