





**BEK
SHIFT**



Firma _____
Kommission _____
Datum _____
Ansprechpartner _____

Preise und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

RÜCKENLEHNE



Breite 26 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 24 bis 28 cm</small>	Höhe 30 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V301
Breite 30 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 26 bis 30 cm</small>	Höhe 35 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V302
	Höhe 40 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V303
Breite 34 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 30 bis 34 cm</small>	Höhe 40 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V304
	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V305
Breite 38 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 34 bis 38 cm</small>	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V306
	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V307
Breite 42 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 38 bis 42 cm</small>	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V308
	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V309
Breite 46 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 42 bis 46 cm</small>	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V310
	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V311
Breite 50 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 46 bis 50 cm</small>	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V312
	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V313
Breite 54 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 48 bis 52 cm</small>	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V314
	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V315

MONTAGESYSTEM



Montage Klemmen für Ø25 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	STANDARD	A001BK-V316
Montage Klemmen für Ø22 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	A001BK-V317
Montage Klemmen für Ø20 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	A001BK-V318

POLSTER




Atmungsaktiv STANDARD A001BK-V319



Memory Foam € 89,00 A001BK-V321

LUMBALKISSEN



Lumbalkissen




€ 0,00


A001BK-V322

SEITLICHE UNTERSTÜTZUNG


BRUSTPELOTTEN




FESTER HALTER



WEGSCHWENKBARER HALTER



WEGSCHWENKBAR HUG



GRÖßE S

Minimale Breite = 14 cm weniger als Rückenbreite

Maximale Breite = 0,5 cm weniger als Rückenbreite

GRÖßE M-L

Minimale Breite = 15 cm weniger als Rückenbreite

Maximale Breite = 2 cm weniger als Rückenbreite

Brustpelottenhalter

Fest*

*nicht in Kombination mit Polster Modell "Hug"



r € 185,00

A001BK-V323



l € 185,00

A001BK-V324

Wegschwenkbar



r € 205,00

A001BK-V325



l € 205,00

A001BK-V326

Polster

GRÖßE S

h 9 cm - T 10 cm



r € 79,00

A001BK-V327



l € 79,00

A001BK-V328

GRÖßE M

h 9 cm - T 14 cm



r € 79,00

A001BK-V329



l € 79,00

A001BK-V330

GRÖßE L

h 10 cm - T 17 cm



r € 79,00

A001BK-V331



l € 79,00

A001BK-V332

Hug*

*nur mit wegschwenkbarer Halter

GRÖßE S

h 9 cm - T 12 cm



Paar € 269,00

A001BK-V333

GRÖßE M

h 9 cm - T 18 cm



Paar € 269,00

A001BK-V334

GRÖßE L


h 10 cm - T 24 cm




Paar € 269,00

A001BK-V335


CONTAINING POLSTER




FEST / CONTOUR




SCHWENKBAR / CONTOUR



FEST / HOLD-UP



SCHWENKBAR /
HOLP-UP



DISTANCE

GRÖßE S

Minimaler Abstand = 13,5 cm weniger als Rückenbreite

Maximale Abstand = Rückenbreite

GRÖßE M-L

Minimaler Abstand = 15,5 cm weniger als Rückenbreite


Maximale Abstand = 2 cm weniger als Rückenbreite

HALTER

Fest	<input type="checkbox"/> r	€ 96,00	A001BK-V336
	<input type="checkbox"/> l	€ 96,00	A001BK-V337
Wegschwenkbar	<input type="checkbox"/> r	€ 250,00	A001BK-V338
	<input type="checkbox"/> l	€ 250,00	A001BK-V339


POLSTER

CONTOUR




GRÖßE S h 8 cm - T 8 cm	<input type="checkbox"/> r	€ 39,00	A001BK-V340
	<input type="checkbox"/> l	€ 39,00	A001BK-V341
GRÖßE M h 15 cm - T 15 cm	<input type="checkbox"/> r	€ 39,00	A001BK-V342
	<input type="checkbox"/> l	€ 39,00	A001BK-V343
GRÖßE L h 20 cm - T 20 cm	<input type="checkbox"/> r	€ 39,00	A001BK-V344
	<input type="checkbox"/> l	€ 39,00	A001BK-V345

HOLD UP



GRÖßE S h 9 cm - T 9 cm	<input type="checkbox"/> r	€ 69,00	A001BK-V346
	<input type="checkbox"/> l	€ 69,00	A001BK-V347
GRÖßE M h 16 cm - T 16 cm	<input type="checkbox"/> r	€ 69,00	A001BK-V348
	<input type="checkbox"/> l	€ 69,00	A001BK-V349
GRÖßE L h 21 cm - T 21 cm	<input type="checkbox"/> r	€ 69,00	A001BK-V350
	<input type="checkbox"/> l	€ 69,00	A001BK-V351



**BEK
ROUND**

Firma _____

Kommission _____


Datum _____

Ansprechpartner _____

Preise und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

RÜCKENLEHNE

Rückenlehnengröße



Minimale Breite = 15 cm weniger als Rückenbreite

Maximale Breite = 8 cm weniger als Rückenbreite


Breite 30 cm* *für Rollstuhlbreite 26 bis 30 cm	Höhe 35 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V201
	Höhe 40 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V202
Breite 34 cm* *für Rollstuhlbreite bis 34 cm	Höhe 40 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V203
	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V204
Breite 38 cm* *für Rollstuhlbreite 34 bis 38 cm	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V205
	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V206
Breite 42 cm* *für Rollstuhlbreite 38 bis 42 cm	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V207
	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V208
	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V209
Breite 46 cm* *für Rollstuhlbreite 42 bis 46 cm	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V210
	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V211
	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V212
Breite 50 cm* *für Rollstuhlbreite 46 bis 50 cm	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V213
Breite 54 cm* *für Rollstuhlbreite 48 bis 52 cm	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.155,00	A001BK-V214

MONTAGE SYSTEM



Montage Klemmen für Ø25 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	STANDARD	A001BK-V215
Montage Klemmen für Ø22 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	A001BK-V216
Montage Klemmen für Ø20 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	A001BK-V217

LUMBALKISSEN



Lumbalkissen	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	A001BK-V218
--------------	--------------------------	--------	-------------