




BEK




Firma _____
 Kommission _____
 Datum _____
 Ansprechpartner _____

Preise und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Stand: 01/2022

BEK ROUND RÜCKENLEHNE



Minimale Breite = 15 cm weniger als Rückenbreite

Maximale Breite = 8 cm weniger als Rückenbreite


Breite 30 cm*	Höhe 35 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V201
*für Rollstuhlbreite 26 bis 30 cm	Höhe 40 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V202
Breite 34 cm*	Höhe 40 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V203
*für Rollstuhlbreite bis 34 cm	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V204
Breite 38 cm*	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V205
*für Rollstuhlbreite 34 bis 38 cm	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V206
Breite 42 cm*	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V207
*für Rollstuhlbreite 38 bis 42 cm	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V208
	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V209
Breite 46 cm*	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V210
*für Rollstuhlbreite 42 bis 46 cm	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V211
	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V212
Breite 50 cm*	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V213
*für Rollstuhlbreite 46 bis 50 cm				
Breite 54 cm*	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V214
*für Rollstuhlbreite 48 bis 52 cm				

MONTAGE SYSTEM FÜR BEK ROUND




Montage Klemmen für Ø25 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	STANDARD	A001BK-V215
Montage Klemmen für Ø22 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	A001BK-V216
Montage Klemmen für Ø20 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	A001BK-V217

LUMBAL KISSEN FÜR BEK ROUND



Lumbal Kissen	<input type="checkbox"/>	€ 29,00	A001BK-V218
---------------	--------------------------	---------	-------------

BEK SHIFT RÜCKENLEHNE




Breite 26 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 24 bis 28 cm</small>	Höhe 30 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V301
Breite 30 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 26 bis 30 cm</small>	Höhe 35 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V302
	Höhe 40 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V303
Breite 34 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 30 bis 34 cm</small>	Höhe 40 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V304
	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V305
Breite 38 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 34 bis 38 cm</small>	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V306
	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V307
Breite 42 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 38 bis 42 cm</small>	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V308
	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V309
	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V310
Breite 46 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 42 bis 46 cm</small>	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V311
	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V312
	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V313
Breite 50 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 46 bis 50 cm</small>	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V314
Breite 54 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 48 bis 52 cm</small>	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.213,00	A001BK-V315

MONTAGE SYSTEM FÜR BEK SHIFT



Montage Klemmen für Ø25 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	STANDARD	A001BK-V316
Montage Klemmen für Ø22 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	A001BK-V317
Montage Klemmen für Ø20 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	A001BK-V318


LUMBAL KISSEN FÜR BEK SHIFT



Lumbal Kissen	<input type="checkbox"/>	€ 29,00	A001BK-V322
---------------	--------------------------	---------	-------------

BEK SOFT RÜCKENLEHNE

**BEK
SOFT**




Breite 26 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 24 bis 28 cm</small>	Höhe 30 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.495,00	A001BK-V401
Breite 30 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 26 bis 30 cm</small>	Höhe 35 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.495,00	A001BK-V402
	Höhe 40 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.495,00	A001BK-V403
Breite 34 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 30 bis 34 cm</small>	Höhe 40 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.495,00	A001BK-V404
	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.495,00	A001BK-V405
Breite 38 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 34 bis 38 cm</small>	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.495,00	A001BK-V406
	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.495,00	A001BK-V407
Breite 42 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 38 bis 42 cm</small>	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.495,00	A001BK-V408
	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.495,00	A001BK-V409
	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.495,00	A001BK-V410
Breite 46 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 42 bis 46 cm</small>	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.495,00	A001BK-V411
	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.495,00	A001BK-V412
	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.495,00	A001BK-V413
Breite 50 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 46 bis 50 cm</small>	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.495,00	A001BK-V414
Breite 54 cm* <small>*für Rollstuhlbreite 48 bis 52 cm</small>	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.495,00	A001BK-V415

MONTAGE SYSTEM FÜR BEK SOFT







Montage Klemmen für Ø25 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	STANDARD	A001BK-V416
Montage Klemmen für Ø22 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	A001BK-V417
Montage Klemmen für Ø20 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	A001BK-V418








LUMBAL KISSEN FÜR BEK SOFT









Lumbal Kissen	<input type="checkbox"/>	€ 29,00	A001BK-V419
---------------	--------------------------	---------	-------------

LATERAL UND BRUST-PELOTTEN (nur in Verbindung mit Bek Shift and Bek Soft Rückenlehnen)

		BRACKET		
	Fest* *nicht in Verbindung mit "Hug"-Polster		<input type="checkbox"/> r € 101,00	A001BK-V336
		<input type="checkbox"/> l € 101,00	A001BK-V337	
	Wegschwenkbar		<input type="checkbox"/> r € 263,00	A001BK-V338
		<input type="checkbox"/> l € 263,00	A001BK-V339	
	Abnehmbar		<input type="checkbox"/> r € 263,00	A001BK-V356
		<input type="checkbox"/> l € 263,00	A001BK-V357	

		PAD				
 <p>Größe S</p> <p>Mindestabstand = 14 cm weniger als Rückenlehnenbreite Maximalabstand = 0,5 cm weniger als Rückenlehnenbreite</p> <p>Größe M-L</p> <p>Mindestabstand = 15 cm weniger als Rückenlehnenbreite Maximalabstand = 2 cm weniger als Rückenlehnenbreite</p>	Support		Größe S h 9 cm - D 10 cm	<input type="checkbox"/> r € 83,00 <input type="checkbox"/> l € 83,00	A001BK-V327 A001BK-V328	
			Größe M h 9 cm - D 14 cm	<input type="checkbox"/> r € 83,00 <input type="checkbox"/> l € 83,00	A001BK-V329 A001BK-V330	
			Größe L h 10 cm - D 17 cm	<input type="checkbox"/> r € 83,00 <input type="checkbox"/> l € 83,00	A001BK-V331 A001BK-V332	
		Hug* *nur mit wegschwenkbarer Halter		Größe S h 9 cm - D 12 cm	<input type="checkbox"/> Paar € 283,00	A001BK-V333
				Größe M h 9 cm - D 18 cm	<input type="checkbox"/> Paar € 283,00	A001BK-V334
				Größe L h 10 cm - D 24 cm	<input type="checkbox"/> Paar € 283,00	A001BK-V335

		CONTOUR				
<p>SIZE S</p> <p>Mindestabstand = 13,5 cm weniger als Rückenlehnenbreite Maximalabstand = Rückenlehnenbreite</p> <p>SIZE M-L</p> <p>Mindestabstand = 15,5 cm weniger als Rückenlehnenbreite Maximalabstand = 2 cm weniger als Rückenlehnenbreite</p>	HOLD UP		Größe S h 8 cm - D 8 cm	<input type="checkbox"/> r € 41,00 <input type="checkbox"/> l € 41,00	A001BK-V340 A001BK-V341	
			Größe M h 15 cm - D 15 cm	<input type="checkbox"/> r € 41,00 <input type="checkbox"/> l € 41,00	A001BK-V342 A001BK-V343	
			Größe L h 20 cm - D 20 cm	<input type="checkbox"/> r € 41,00 <input type="checkbox"/> l € 41,00	A001BK-V344 A001BK-V345	
		CONTOUR		Größe S h 9 cm - D 9 cm	<input type="checkbox"/> r € 73,00 <input type="checkbox"/> l € 73,00	A001BK-V346 A001BK-V347
				Größe M h 16 cm - D 16 cm	<input type="checkbox"/> r € 73,00 <input type="checkbox"/> l € 73,00	A001BK-V348 A001BK-V349
				Größe L h 21 cm - D 21 cm	<input type="checkbox"/> r € 73,00 <input type="checkbox"/> l € 73,00	A001BK-V350 A001BK-V351