



## LB

Bedrijf

Gebruikersnaam

Datum

Contactpersoon


*Bruto prijzen in Euro's, exclusief BTW en verwijderingsbijdrage. Productwijzigingen en drukfouten voorbehouden.*

### STANDARD KONFIGURATIE

- vast of vouwbaar frame
- kantelverstelling 30°
- vaste rughoek 90°
- duwhandvaten, in hoogte verstelbaar
- afneembare beensteunen, vaste hoek 70°
- gescheiden voetplaten, opklapbaar, hoogte, hoek en diepte instelbaar
- kuitband
- Ø300 mm achterwielen met luchtbanden
- Ø150 zwenkwielen, PU
- 4 punt fixatiesysteem - ISO 7176-19 Crash getest
- voetpedaal voor bediening kantelverstelling

### ANATOMISCHE MATEN

kengte	_____	cm
gewicht	_____	kg
1 - bovenbeenlengte	_____	cm
2 - borstdiepte	_____	cm
3 - okselhoogte	_____	cm
4 - schouderhoogte	_____	cm
5 - hoofdhoogte	_____	cm
6 - ellebooghoogte	_____	cm
7 - onderbeenlengte	_____	cm
8 - elleboog tot hand	_____	cm
9 - schouderbreedte	_____	cm
10 - borstbreedte	_____	cm
11 - heupbreedte	_____	cm





### TECHNISCHE INFORMATIE

Max. gebruikersgewicht : **150 kg\***

\*Specificatie kan wijzigen door gekozen zitbreedte

Rolstoel gewicht: **max 30 kg**



alle maten in mm

A - zitbreedte	260	280	300	340	380	420	440	460	480
B - Inkl. wielen (met Ø300 wielen)	395	455	475	515	555	555	575	615	615
C - armlegger breedte	375	395	415	455	495	535	555	575	595
E - armlegger hoogte	200:270 / 260:340								
G - beensteunlengte	150:400								
J - lengte	700:865								

Levia Basculante - Vast frame



€ 2.750,00

S080-V001

Levia Basculante - Opvouwbaar frame



€ 2.995,00

S080-V002

\*niet in combinatie met zitbreedte 26 en 48 cm

## ROLSTOEL AFMETINGEN

**zitbreedte 26 cm\***

instelbare diepte 26-32 cm



S080-V051

\*alleen vast frame mogelijk

instelbare diepte 32-38 cm



S080-V052

instelbare diepte 38-44 cm



S080-V053

**zitbreedte 28 cm**

instelbare diepte 28-34 cm



S080-V054

instelbare diepte 34-40 cm



S080-V055

instelbare diepte 40-46 cm



S080-V056

**zitbreedte 30 cm**

instelbare diepte 30-36 cm



S080-V057

instelbare diepte 36-42 cm



S080-V058

instelbare diepte 42-48 cm



S080-V059

**zitbreedte 34 cm**

instelbare diepte 34-40 cm



S080-V060

instelbare diepte 40-46 cm



S080-V061

instelbare diepte 46-52 cm



S080-V062

**zitbreedte 38 cm**

instelbare diepte 38-44 cm



S080-V063

instelbare diepte 44-50 cm



S080-V064

instelbare diepte 50-56 cm



S080-V065

**zitbreedte 42 cm**

instelbare diepte 42-48 cm



S080-V066

instelbare diepte 48-54 cm



S080-V067

instelbare diepte 54-60 cm



S080-V068

**zitbreedte 44 cm**

instelbare diepte 44-50 cm



S080-V069

instelbare diepte 50-56 cm



S080-V070

instelbare diepte 56-62 cm



S080-V071

**zitbreedte 46 cm**

instelbare diepte 46-52 cm



S080-V609

instelbare diepte 52-58 cm



S080-V610

instelbare diepte 58-64 cm



S080-V611

**zitbreedte 48 cm\***

instelbare diepte 48-54 cm



S080-V072

\*alleen vast frame mogelijk

instelbare diepte 54-60 cm





S080-V073

instelbare diepte 60-66 cm



S080-V074




## WIELEN


Achterwielen				
wiel maat	Ø300 mm	<input type="checkbox"/>	STANDAARD	S080-V102
	Ø400 mm	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	S080-V115
	Ø20"	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	S080-V103
	Ø22"	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	S080-V104
	Ø24"	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	S080-V105
banden type	lucht banden	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	S080-V106
	massieve banden	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	S080-V107
trommelremmen		<input checked="" type="checkbox"/>	STANDAARD	S080-V108
Transparante spaakbeschermers	(alleen i.c.m. 20", 22" und 24" wielen)	<input type="checkbox"/>	€ 89,00	S080-V109
Aluminium hoepels	(alleen i.c.m. 20", 22" und 24" wielen)	<input type="checkbox"/>	€ 109,00	S080-V110
Zwenkwielen				
Type en maat wielen	PU Ø125 mm *niet i.c.m. 24" wielen. niet bij zitbreedte 26, 28 und 30 cm.	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	S080-V111
	PU Ø150 mm	<input type="checkbox"/>	STANDAARD	S080-V112
	PU Ø175 mm	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	S080-V113
	Lucht Ø175 mm	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	S080-V114

## ZITTING

zitbespanning				
Nylon zitbespanning		<input type="checkbox"/>	€ 89,00	S080-V351
Klittenband stroken	"lusband"	<input type="checkbox"/>	€ 19,00	S080-V352
	"haakband"	<input type="checkbox"/>	€ 19,00	S080-V353


Zitplaat				
Zitplaat, afneembaar		<input type="checkbox"/>	€ 336,00	S080-V354
Klittenband stroken	"lusband"	<input type="checkbox"/>	€ 19,00	S080-V355
	"haakband"	<input type="checkbox"/>	€ 19,00	S080-V356

Opties				
Abduktieklos		small 11,5 cm - B 8,0 cm - Height 10 cm	A	<input type="checkbox"/> € 139,00 S080-V357
		medium 13,0 cm - B 9,0 cm - Height 10 cm	A	<input type="checkbox"/> € 139,00 S080-V358


Zitting montage				
	10° negative kantel* *niet i.c.m. zitbreedte 26, 28 en 30 cm	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	S080-V201
	Bedieningshendel kantelverstelling aan duwhandgreep gemonteerd	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	S080-V202

## RUGLEUNING




### Rugverstelling

	vast rughoek	90°	<input type="checkbox"/>	STANDAARD	S080-V203
		95°	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	S080-V204
		100°	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	S080-V205
		105°	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	S080-V206
		110°	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	S080-V207
	instelbare rughoek (90° - 135°) - in stappen van 5°	<input type="checkbox"/>	€ 299,00	S080-V208	
	instelbare rughoek d.m.v. gasveren (90° - 130°)	<input type="checkbox"/>	€ 409,00	S080-V209	
Dynamisch actieve rug met gasveren (90° - 110°)	<input type="checkbox"/>	€ 599,00	S080-V210		

### Rugframe hoogte

	rugframehoogte: 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	S080-V377
	rugframehoogte: 50 cm	<input type="checkbox"/>	STANDAARD	S080-V378
	rugframehoogte: 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	S080-V379


### Duwhandgrepen

	duwhandgrepen, apart in hoogte instelbaar	<input type="checkbox"/>	STANDAARD	S080-V380
	gebogen rugframebuizen als duwhandgrepen* *niet i.c.m. opvouwbaar frame, vaste rughoek en hoofdsteen	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	S080-V381
	Duwbeugel, hoekinstelbaar* *niet i.c.m. opvouwbaar frame, vaste rughoek en hoofdsteen	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	S080-V382



### Rugbespanning

Nylon rugbespanning	<input type="checkbox"/>	€ 109,00	S080-V383
---------------------	--------------------------	----------	-----------


### Romppelotten

	Pelotten maat: h 10 cm - L 16,5 cm	z 9,5 cm	<input type="checkbox"/> R	€ 139,00	S080-V384
			<input type="checkbox"/> L	€ 139,00	S080-V385
		z 16,5 cm	<input type="checkbox"/> R	€ 139,00	S080-V386
			<input type="checkbox"/> L	€ 139,00	S080-V387
	Pelotten maat: h 12,5 cm - L 20,5 cm	z 9,5 cm	<input type="checkbox"/> R	€ 139,00	S080-V388
		z 16,5 cm	<input type="checkbox"/> L	€ 139,00	S080-V391

<b>HOOFDSTEUN*</b>			
<b>*alleen i.c.m. standaard duwhandgrepen</b>			
hoofdsteun, sling	<input type="checkbox"/>	€ 139,00	S080-V427
hoofdsteun, voorgevormd	<input type="checkbox"/>	€ 155,00	S080-V428


<b>ARMLEGGERS</b>				
Armleggerhouders	zonder armleggerhouders	<input type="checkbox"/>	STANDAARD	S080-V407
	armleggerhouders standaard (hoogteinstelling: 20- 27 cm)	<input type="checkbox"/> paar	€ 79,00	S080-V401
	armleggerhouders "hoog" (hoogteinstelling: 26 - 34 cm)	<input type="checkbox"/> paar	€ 79,00	S080-V402
zijsteunen* *alleen i.c.m. armleggerhouders	zonder zijsteunen	<input type="checkbox"/>	STANDAARD	S080-V405
	transparante zijsteunen	<input type="checkbox"/> paar	€ 79,00	S080-V406
	PU armleggers A 30 cm - B 8 cm	<input type="checkbox"/> paar	€ 119,00	S080-V403
	PU armleggers, smal A 30 cm - B 5 cm	<input type="checkbox"/> paar	€ 119,00	S080-V404

## BEENSTEUNEN EN VOETPLATEN


<b>Kniehoekverstelling</b>				
	vaste kniehoek (70°) - uitneembaar	<input type="checkbox"/>	STANDAARD	S080-V211
	vaste kniehoek (90°) abductie (4 cm per kant) - uitneembaar	<input type="checkbox"/>	€ 59,00	S080-V212
	Kniehoekverstelling (90°-170°) - uitneembaar	<input type="checkbox"/>	€ 239,00	S080-V213
	Kniehoekverstelling (90°-170°) met geveerde onderbeenlengte - uitneembaar	<input type="checkbox"/>	€ 425,00	S080-V214

voeplaten	gescheiden voetplaten	<input type="checkbox"/>	STANDAARD	S080-V451
	ééndelige voetplaat	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	S080-V452
kuitondersteuning	kuitband	<input type="checkbox"/>	STANDAARD	S080-V453
	PU kuitsteunen (paar)	<input type="checkbox"/>	€ 165,00	S080-V454
hielband		<input type="checkbox"/>	€ 41,00	S080-V455

## OPTIES

	werkblad, insteekbaar (A 62 cm - B 48 cm)	<input type="checkbox"/>	€ 269,00	S080-V501
Transporthaken aan onderstel - crash getest ISO 7176-19		<input checked="" type="checkbox"/>	STANDAARD	S080-V502
Antikiepwielen		<input type="checkbox"/> R	€ 129,00	S080-V503
		<input type="checkbox"/> L	€ 129,00	S080-V504
Kiep hulp (voet) (niet aan zelfde zijde als antikiepwiel)		<input type="checkbox"/> R	€ 25,00	S080-V505
		<input type="checkbox"/> L	€ 25,00	S080-V506
Transport wielen		<input type="checkbox"/>	€ 0,00	S080-V507
beademingsapparaat houder* *alleen i.c.m. vast frame		<input type="checkbox"/>	€ 689,00	S080-V508

## KLEUREN

	Bij optie "1 kleur" worden zwart en grijs gemarkeerde delen in de gekozen kleur geleverd. Bij de optie "2 kleuren" kunt u 2 kleuren kiezen en wordt de rolstoel dus in de gekozen kleuren geleverd.				
	1 kleur	<input type="checkbox"/>	STANDAARD	S080-V551	
	2 kleuren	<input type="checkbox"/>	€ 79,00	S080-V552	
<b>KLEUR 1 (zwart gemarkeerd)</b>		<b>KLEUR 2 (grijs gemarkeerd)</b>			
wit [RAL 9016]	<input type="checkbox"/>	S080-VCC01	wit [RAL 9016]	<input type="checkbox"/>	S080-VCD01
metallic rood [RAL 3002]	<input type="checkbox"/>	S080-VCC02	metallic rood [RAL 3002]	<input type="checkbox"/>	S080-VCD02
signaal rood [RAL 3020]	<input type="checkbox"/>	S080-VCC03	signaal rood [RAL 3020]	<input type="checkbox"/>	S080-VCD03
roze [RAL 4010]	<input type="checkbox"/>	S080-VCC18	roze [RAL 4010]	<input type="checkbox"/>	S080-VCD18
licht roze [RAL 3015]	<input type="checkbox"/>	S080-VCC05	licht roze [RAL 3015]	<input type="checkbox"/>	S080-VCD05
oranje [RAL 2004]	<input type="checkbox"/>	S080-VCC06	oranje [RAL 2004]	<input type="checkbox"/>	S080-VCD06
geel [RAL 1018]	<input type="checkbox"/>	S080-VCC07	geel [RAL 1018]	<input type="checkbox"/>	S080-VCD07
groen [RAL 6920]	<input type="checkbox"/>	S080-VCC19	groen [RAL 6920]	<input type="checkbox"/>	S080-VCD19
hemelsblauw [RAL 5015]	<input type="checkbox"/>	S080-VCC20	hemelsblauw [RAL 5015]	<input type="checkbox"/>	S080-VCD20
ultramarijn blauw [RAL 5002]	<input type="checkbox"/>	S080-VCC11	ultramarijn blauw [RAL 5002]	<input type="checkbox"/>	S080-VCD11
blauwlila [RAL 4005]	<input type="checkbox"/>	S080-VCC12	blauwlila [RAL 4005]	<input type="checkbox"/>	S080-VCD12
signaal violet [RAL 4008]	<input type="checkbox"/>	S080-VCC13	signaal violet [RAL 4008]	<input type="checkbox"/>	S080-VCD13
aluminium [RAL 9006]	<input type="checkbox"/>	S080-VCC14	aluminium [RAL 9006]	<input type="checkbox"/>	S080-VCD14
mat zwart [RAL 9005]	<input type="checkbox"/>	S080-VCC15	mat zwart [RAL 9005]	<input type="checkbox"/>	S080-VCD15
gitzwart [RAL 9005]	<input type="checkbox"/>	S080-VCC16	gitzwart [RAL 9005]	<input type="checkbox"/>	S080-VCD16
donkergrijs [RAL 7043]	<input type="checkbox"/>	S080-VCC17	donkergrijs [RAL 7043]	<input type="checkbox"/>	S080-VCD17