




# BEK




Firma \_\_\_\_\_  
 Kommission \_\_\_\_\_  
 Datum \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner \_\_\_\_\_

Preise und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Stand: 01.01.2024

## BEK ROUND RÜCKENLEHNE



Minimale Breite = 15 cm weniger als Rückenbreite

Maximale Breite = 8 cm weniger als Rückenbreite

<b>Breite 30 cm*</b>	Höhe 35 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V201
	*für Rollstuhlbreite 26 bis 30 cm Höhe 40 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V202
<b>Breite 34 cm*</b>	Höhe 40 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V203
	*für Rollstuhlbreite bis 34 cm Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V204
<b>Breite 38 cm*</b>	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V205
	*für Rollstuhlbreite 34 bis 38 cm Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V206
<b>Breite 42 cm*</b>	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V207
	*für Rollstuhlbreite 38 bis 42 cm Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V208
	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V209
<b>Breite 46 cm*</b>	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V210
	*für Rollstuhlbreite 42 bis 46 cm Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V211
	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V212
<b>Breite 50 cm*</b>	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V213
	*für Rollstuhlbreite 46 bis 50 cm Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V214
<b>Breite 54 cm*</b>	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V214
	*für Rollstuhlbreite 48 bis 52 cm			

## MONTAGE SYSTEM FÜR BEK ROUND




Montage Klemmen für Ø25 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	STANDARD	A001BK-V215
Montage Klemmen für Ø22 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	A001BK-V216
Montage Klemmen für Ø20 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	A001BK-V217

## LUMBAL KISSEN FÜR BEK ROUND



Lumbal Kissen	<input type="checkbox"/>	€ 33,00	A001BK-V218
---------------	--------------------------	---------	-------------

## BEK SHIFT RÜCKENLEHNE




<b>Breite 26 cm*</b> *für Rollstuhlbreite 24 bis 28 cm	Höhe 30 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V301
<b>Breite 30 cm*</b> *für Rollstuhlbreite 26 bis 30 cm	Höhe 35 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V302
	Höhe 40 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V303
<b>Breite 34 cm*</b> *für Rollstuhlbreite 30 bis 34 cm	Höhe 40 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V304
	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V305
<b>Breite 38 cm*</b> *für Rollstuhlbreite 34 bis 38 cm	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V306
	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V307
<b>Breite 42 cm*</b> *für Rollstuhlbreite 38 bis 42 cm	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V308
	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V309
	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V310
<b>Breite 46 cm*</b> *für Rollstuhlbreite 42 bis 46 cm	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V311
	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V312
	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V313
<b>Breite 50 cm*</b> *für Rollstuhlbreite 46 bis 50 cm	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V314
<b>Breite 54 cm*</b> *für Rollstuhlbreite 48 bis 52 cm	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.319,00	A001BK-V315

## MONTAGE SYSTEM FÜR BEK SHIFT



Montage Klemmen für Ø25 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	STANDARD	A001BK-V316
Montage Klemmen für Ø22 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	A001BK-V317
Montage Klemmen für Ø20 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	A001BK-V318


## LUMBAL KISSEN FÜR BEK SHIFT



Lumbal Kissen	<input type="checkbox"/>	€ 33,00	A001BK-V322
---------------	--------------------------	---------	-------------

## BEK SOFT RÜCKENLEHNE

**BEK  
SOFT**



<b>Breite 26 cm*</b> <small>*für Rollstuhlbreite 24 bis 28 cm</small>	Höhe 30 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.625,00	A001BK-V401
<b>Breite 30 cm*</b> <small>*für Rollstuhlbreite 26 bis 30 cm</small>	Höhe 35 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.625,00	A001BK-V402
	Höhe 40 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.625,00	A001BK-V403
<b>Breite 34 cm*</b> <small>*für Rollstuhlbreite 30 bis 34 cm</small>	Höhe 40 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.625,00	A001BK-V404
	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.625,00	A001BK-V405
<b>Breite 38 cm*</b> <small>*für Rollstuhlbreite 34 bis 38 cm</small>	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.625,00	A001BK-V406
	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.625,00	A001BK-V407
<b>Breite 42 cm*</b> <small>*für Rollstuhlbreite 38 bis 42 cm</small>	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.625,00	A001BK-V408
	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.625,00	A001BK-V409
	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.625,00	A001BK-V410
<b>Breite 46 cm*</b> <small>*für Rollstuhlbreite 42 bis 46 cm</small>	Höhe 45 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.625,00	A001BK-V411
	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.625,00	A001BK-V412
	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.625,00	A001BK-V413
<b>Breite 50 cm*</b> <small>*für Rollstuhlbreite 46 bis 50 cm</small>	Höhe 55 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.625,00	A001BK-V414
<b>Breite 54 cm*</b> <small>*für Rollstuhlbreite 48 bis 52 cm</small>	Höhe 50 cm	<input type="checkbox"/>	€ 1.625,00	A001BK-V415

## MONTAGE SYSTEM FÜR BEK SOFT




Montage Klemmen für Ø25 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	STANDARD	A001BK-V416
Montage Klemmen für Ø22 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	A001BK-V417
Montage Klemmen für Ø20 mm Rohr	<input type="checkbox"/>	€ 0,00	A001BK-V418

## LUMBAL KISSEN FÜR BEK SOFT



Lumbal Kissen	<input type="checkbox"/>	€ 33,00	A001BK-V419
---------------	--------------------------	---------	-------------


# LATERAL UND BRUST-PELOTTEN (nur in Verbindung mit Bek Shift and Bek Soft Rückenlehnen)



## BRACKET

Fest\*


\*nicht in Verbindung mit "Hug"-Polster



r € 111,00 A001BK-V336

l € 111,00 A001BK-V337


Wegschwenkbar



r € 287,00 A001BK-V338


l € 287,00 A001BK-V339

Abnehmbar



r € 287,00 A001BK-V356

l € 287,00 A001BK-V357



**Größe S**

Mindestabstand = 14 cm weniger als Rückenlehnenbreite

Maximalabstand = 0,5 cm weniger als Rückenlehnenbreite


**Größe M-L**

Mindestabstand = 15 cm weniger als Rückenlehnenbreite

Maximalabstand = 2 cm weniger als Rückenlehnenbreite

## PAD

Support



**Größe S**

h 9 cm - D 10 cm

r € 92,00 A001BK-V327

l € 92,00 A001BK-V328

**Größe M**

h 9 cm - D 14 cm

r € 92,00 A001BK-V329

l € 92,00 A001BK-V330

**Größe L**


h 10 cm - D 17 cm

r € 92,00 A001BK-V331

l € 92,00 A001BK-V332

Hug\*

\*nur mit wegschwenkbarer Halter



**Größe S**

h 9 cm - D 12 cm

Paar € 309,00 A001BK-V333

**Größe M**

h 9 cm - D 18 cm


Paar € 309,00 A001BK-V334

**Größe L**

h 10 cm - D 24 cm

Paar € 309,00 A001BK-V335

CONTOUR



**Größe S**

h 8 cm - D 8 cm

r € 46,00 A001BK-V340

l € 46,00 A001BK-V341

**Größe M**

h 15 cm - D 15 cm

r € 46,00 A001BK-V342

l € 46,00 A001BK-V343


**Größe L**

h 20 cm - D 20 cm

r € 46,00 A001BK-V344

l € 46,00 A001BK-V345

HOLD UP



**Größe S**

h 9 cm - D 9 cm

r € 80,00 A001BK-V346

l € 80,00 A001BK-V347

**Größe M**

h 16 cm - D 16 cm

r € 80,00 A001BK-V348

l € 80,00 A001BK-V349

**Größe L**

h 21 cm - D 21 cm

r € 80,00 A001BK-V350

l € 80,00 A001BK-V351

**SIZE S**

Mindestabstand = 13,5 cm weniger als Rückenlehnenbreite

Maximalabstand = Rückenlehnenbreite

**SIZE M-L**

Mindestabstand = 15,5 cm weniger als Rückenlehnenbreite

Maximalabstand = 2 cm weniger als Rückenlehnenbreite