

Datum:	Angebot	Bestellung	Ansprechpartner Rehamedpower:	
Firma:			Lieferanschrift:	
Ansprechpartner:			PLZ:	Ort:
Kommission:			Telefon:	eMail:

Ausstattung: Vorderradantrieb mit Vollfederungssystem, Standard Sitz- und Rückensystem, Batterien 60Ah, Batterieladegerät, Beleuchtung, elektrischer Sitzlift und elektrische Sitzwinkelverstellung, 6 km/h-Version, R-Net Elektronik und Gyroskop Fahrtrichtungsstabilisator, Befestigungsösen nach ISO 7176-19, max. Benutzergewicht: 160 kg

(Preise und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Netto Preise exkl. MwSt.)

X10 F-POWER	15.862,- €		
Standard Chassis - Außenbreite 62 cm			
Compact Chassis - Außenbreite 54 cm (50Ah Batterien, max. Benutzergewicht 120 kg)			
Sitzmaße			
Sitzbreite			
36 cm	39 cm	42 cm	46 cm
50 cm	Sondermaß auf Anfrage		
Sitztiefe bitte angeben:			
Sitzsystem			
Standard Sitzsystem	std.		
Verstellbare Sitzplatte für separate Sitzsysteme	234,- €		
Buddy Brace Modulare Sitzsysteme			
Peezy Light	885,- €		
Peezy	1.484,- €		
Sitzmaße Peezy Light und Peezy: (Sitztiefe individuell anpassbar)			
34 x 44 cm	36 x 44 cm	38 x 48 cm	
42 x 44 cm	42 x 52 cm	44 x 50 cm	
48 x 52 cm			
Inkontinenzbezug	177,- €		
ohne Sitzsystem			
<p>BEK Round</p>		<p>Peezy Sitzkissen</p>	



Rückensystem				
Standard Rückensystem (wie angegebene Sitzbreite)				std.
Stabilitätsbügel mit Aufnahme am Rückenrahmen				186,- €
Buddy Brace Rückensystem				
Buddy Brace BEK Round				1.319,- €
Buddy Brace BEK Shift				1.319,- €
Bitte wählen Sie eine Größe:				
Höhe	40 cm	45 cm	50 cm	55 cm
Breite				
34 cm				
38 cm				
42 cm				
46 cm				
50 cm				
Sondermaße auf Anfrage				
ohne Rückensystem				

Armlehnenaufnahmen			
Standard Aufnahme (Fest am Sitzrahmen montiert)			std.
Hochschwenkbare Aufnahme (mit physiologischem Drehpunkt)			713,- €
Armlehnenpolster			
Standard Polster (Kunstleder)			
links	30 cm	inkl. 40 cm	83,- €
rechts	30 cm	inkl. 40 cm	83,- €
Druckreduzierende Armlehnenpolster			
links	30 x 8 cm	224,- €	40 x 8 cm 258,- €
rechts	30 x 8 cm	224,- €	40 x 8 cm 258,- €
Weitere individualisierte Armlehnen auf Anfrage			
Beinunterstützung			
Gepolsterte Seitenteile (Nur mit Standard Armlehnenaufnahme)			438,- €
Oberschenkelstützen multifunktionell einstellbar (Nur in Kombination mit hochschwenkbaren Armlehnen)			952,- €
Kopfstützensysteme			
Gepolsterte Kopfstütze (einstellbar)			677,- €
Anpassbare Kopfstütze (einstellbar)			736,- €
Contoured-X Kopfstütze (mit individueller Positionierung)			1.022,- €
small	medium		
Contoured-E Kopfstütze (mit individueller Positionierung)			1.114,- €
small	medium	large	
Sitz-/ Rücken-/ Beinstützenfunktionen			
Sitzlift 30 cm			std.
Sitzwinkelverstellung 0° - 45°			std.
Manuelle Rückenlehnenverstellung			std.
Elektrische Rückenlehnenverstellung			1.973,- €
Beinstütze links/rechts abnehmbar (Wadenstütze nicht möglich)			std.
Beinstütze links/rechts (Winkelverstellbar über Gasdruckfeder)			1.101,- €
Beinstütze links/rechts (Elektrisch verstellbar)			3.582,- €
Lateralprotektion (für Beinstützen links/rechts)			239,- €
Fersenrandbegrenzung (für Beinstützen links/rechts)			294,- €
Zentrale Beinstütze manuell einstellbar			354,- €
Multifunktionale zentrale Beinstütze mit höhenverstellbaren Fußplatten (inkl. elektr. Winkel- und Unterschenkelverstellung)			3.886,- €
Autonom progressive Vertikalisierungsunterstützung (nur in Verbindung mit multifunktionaler zentraler Beinstütze)			1.550,- €
Beinwinkelverstellung (90-175 Grad) (nur in Verbindung mit multifunktionaler zentraler Beinstütze)			713,- €
Wadenstützen inkl. Aufnahme			594,- €


Elektronik / Steuerung		
Batterien 50 Ah (Compact Chassis)		std.
Batterien 60 Ah (Standard Chassis)		std.
Batterien 78 Ah (Nur für Standard Chassis)		473,- €
Lithium Ion Batteriesatz 80 Ah		5.305,- €
10 km/h (Einzelabnahme lt. StVO)		751,- €
R-Net Joystick CJSM, Farbdisplay		std.
R-Net Joystick CJSM2, großes Farbdisplay (Infrarot)		820,- €
R-Net Joystick CJSM2, großes Farbdisplay (Bluetooth)		1.191,- €
Joystickmontage	links	rechts
Fest montiert		std.
Joystickaufnahme parallel nach innen und außen wegschwenkbar mit Tischunterfahrbarkeit (nicht in Kombination mit Joystickeinheit fest montiert)		354,- €
Multischalterbox für 6 elekt. Verstellungen (fest an Armlehne montiert)		922,- €
Montage	links	rechts
Multischalterbox für 6 elekt. Verstellungen parallel mitschwenkend (nur in Kombination mit Parallelogramm)		952,- €
Tischsteuerung CJSM (umkehrbar, inkl. Tisch, Aufnahme und Halter)		3.316,- €
Begleitsteuerung inkl. Halterung		1.418,- €
Montage	links	rechts
Scout Control Begleitsteuerung		4.299,- €
<i>Für weitere Sondersteuerungen nutzen Sie bitte den separaten Anpassbogen</i>		
Bereifung / Farbe		
Antriebsräder mit Luftbereifung (3.00-8)		std.
Antriebsräder mit Vollgummibereifung (3.00-8)		323,- €
Schwenkräder mit Vollgummibereifung (2.00 x 50) (Compact Chassis)		0,- €
Radabdeckung Antriebsräder (Paar)		151,- €
Radabdeckung Schwenkräder (Paar)		115,- €
Farbe Grundmodell		std.
light grey	dark grey	blau rot
Gurtsysteme		
Buddy Brace 2-Punkt Beckengurt		235,- €
medium	large	
Buddy Brace Weste Modell X		281,- €
small	medium	large
<i>Für weitere Gurtsysteme nutzen Sie bitte den separaten Anpassbogen</i>		

Zubehör	
Joystickaufsätze	Preis auf Anfrage
Golfball	Schaumstoffball (80 mm)
Tetragabel schmal (76 mm)	Tetragabel breit (102 mm)
Gurt mit Rollautomat	Preis auf Anfrage
Therapietisch, schwenkbar	Preis auf Anfrage
Notabschaltung	Preis auf Anfrage
Handyhalterung	Preis auf Anfrage
Dahl Docking Adapterplatte	Preis auf Anfrage
Stockhalter	Preis auf Anfrage

Sonderanfertigungen	
Elektrische Fußplatte, hochklappbar	Preis auf Anfrage
Elektrische Fußplattenheber	Preis auf Anfrage
Elektrisch wegschwenkbare Joystickeinheit	Preis auf Anfrage
Elektrische Kopfstütze	Preis auf Anfrage
Elektrische Aufstehhilfe	Preis auf Anfrage
Heavy Duty Joystick	Preis auf Anfrage
Beatmungsträgerhalter	Preis auf Anfrage
Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage	



Kundenmaße	Angabe in kg / cm
Gewicht	
Größe	
1) Oberschenkellänge	
2) Brusttiefe	
3) Ellbogenhöhe	
4) Achselhöhlenhöhe	
5) Schulterhöhe	
6) Kopfhöhe	
7) Ellbogen bis Hand	
8) Brustbreite	
9) Unterschenkellänge	
10) Hüftbreite	



Anmerkungen