



Datum:	Angebot	Bestellung	Ansprechpartner Rehamedpower:	
Firma:			Lieferanschrift:	
Ansprechpartner:		PLZ:	Ort:	
Kommission:		Telefon:	eMail:	

**Ausstattung:** Hinterradantrieb mit Vollfederungssystem, Standard Sitz- und Rückensystem, Batterien 60Ah, Batterieladegerät, Beleuchtung, elektrischer Sitzlift und elektrische Sitzwinkelverstellung, 6 km/h-Version, R-Net Elektronik, Befestigungsösen nach ISO 7176-19, max. Benutzergewicht: 160 kg

(Preise und technische Daten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Bei den angegebenen Preisen handelt es sich um Netto Preise exkl. MwSt.)

<b>X10 R-POWER</b>	14.606,- €
Standard Chassis - Außenbreite 62 cm	
Compact Chassis - Außenbreite 54 cm (50Ah Batterien, max. Benutzergewicht 120 kg)	
<b>Sitzmaße</b>	
<b>Sitzbreite</b>	
36 cm      39 cm      42 cm      46 cm	
50 cm      Sondermaß auf Anfrage	
Sitztiefe bitte angeben:	
<b>Sitzsystem</b>	
Standard Sitzsystem	std.
Verstellbare Sitzplatte für separate Sitzsysteme	234,- €
<b>Buddy Brace Modulare Sitzsysteme</b>	
Peezy Light	885,- €
Peezy	1.484,- €
Sitzmaße Peezy Light und Peezy: (Sitztiefe individuell anpassbar)	
34 x 44 cm      36 x 44 cm      38 x 48 cm	
42 x 44 cm      42 x 52 cm      44 x 50 cm	
48 x 52 cm	
Inkontinenzbezug	177,- €
ohne Sitzsystem	
	
	
BEK Round	Peezy Sitzkissen



<b>Rückensystem</b>	
Standard Rückensystem (wie angegebene Sitzbreite)	std.
Stabilitätsbügel mit Aufnahme am Rückenrahmen	186,- €
<b>Buddy Brace Rückensystem</b>	
Buddy Brace BEK Round	1.319,- €
Buddy Brace BEK Shift	1.319,- €
<b>Bitte wählen Sie eine Größe:</b>	
Höhe	40 cm      45 cm      50 cm      55 cm
Breite	34 cm
	38 cm
	42 cm
	46 cm
	50 cm
Sondermaße auf Anfrage	
ohne Rückensystem	

Armlehnenaufnahmen	
Standard Aufnahme (Fest am Sitzrahmen montiert)	std.
Hochschwenkbare Aufnahme (mit physiologischem Drehpunkt)	713,- €
Armlehnenpolster	
Standard Polster (Kunstleder)	
links 30 cm inkl. 40 cm	83,- €
rechts 30 cm inkl. 40 cm	83,- €
Druckreduzierende Armlehnenpolster	
links 30 x 8 cm	224,- €
rechts 30 x 8 cm	224,- €
40 x 8 cm	258,- €
40 x 8 cm	258,- €
Weitere individualisierte Armlehnen auf Anfrage	
Beinunterstützung	
Gepolsterte Seitenteile (Nur mit Standard Armlehnenaufnahme)	438,- €
Oberschenkelstützen multifunktionell einstellbar (Nur in Kombination mit hochschwenkbaren Armlehnen)	952,- €
Kopfstützensysteme	
Gepolsterte Kopfstütze (einstellbar)	677,- €
Anpassbare Kopfstütze (einstellbar)	736,- €
Contoured-X Kopfstütze (mit individueller Positionierung)	1.022,- €
small medium	
Contoured-E Kopfstütze (mit individueller Positionierung)	1.114,- €
small medium large	
Sitz-/ Rücken-/ Beinstützenfunktionen	
Sitzlift 30 cm	std.
Sitzwinkelverstellung 0° - 45°	std.
Manuelle Rückenlehnenverstellung	std.
Elektrische Rückenlehnenverstellung	1.973,- €
Beinstütze links/rechts abnehmbar (Wadenstütze nicht möglich)	std.
Beinstütze links/rechts (Winkelverstellbar über Gasdruckfeder)	1.101,- €
Beinstütze links/rechts (Elektrisch verstellbar)	3.582,- €
Lateralprotektion (für Beinstützen links/rechts)	239,- €
Fersenrandbegrenzung (für Beinstützen links/rechts)	294,- €
Zentrale Beinstütze manuell einstellbar	354,- €
Multifunktionale zentrale Beinstütze mit höhenverstellbaren Fußplatten (inkl. elektr. Winkel- und Unterschenkelängenverstellung)	3.886,- €
Autonom progressive Vertikalisierungsunterstützung (nur in Verbindung mit multifunktionaler zentraler Beinstütze)	1.550,- €
Beinwinkelverstellung (90-175 Grad) (nur in Verbindung mit multifunktionaler zentraler Beinstütze)	713,- €
Wadenstützen inkl. Aufnahme	594,- €


Elektronik / Steuerung	
Batterien 50 Ah (Compact Chassis)	std.
Batterien 60 Ah (Standard Chassis)	std.
Batterien 78 Ah (Nur für Standard Chassis)	473,- €
Lithium Ion Batteriesatz 80 Ah	5.305,- €
10 km/h (Einzelabnahme lt. StVO)	751,- €
14,5 km/h (Einzelabnahme lt. StVO) (Nur für Standard Chassis)	Preis auf Anfrage
Gyroskop (Fahrtrichtungsstabilisator)	1.418,- €
R-Net Joystick CJSM, Farbdisplay	std.
R-Net Joystick CJSM2, großes Farbdisplay (Infrarot)	820,- €
R-Net Joystick CJSM2, großes Farbdisplay (Bluetooth)	1.191,- €
Joystickmontage links rechts	
Fest montiert	std.
Joystickaufnahme parallel nach innen und außen wegschwenkbar mit Tischunterfahrbarkeit (nicht in Kombination mit Joystickeinheit fest montiert)	354,- €
Multischalterbox für 6 elekt. Verstellungen (fest an Armlehne montiert)	922,- €
Montage links rechts	
Multischalterbox für 6 elekt. Verstellungen parallel mitschwenkend (nur in Kombination mit Parallelogramm)	952,- €
Tischsteuerung CJSM (umkehrbar, inkl. Tisch, Aufnahme und Halter)	3.316,- €
Begleitsteuerung inkl. Halterung	1.418,- €
Montage links rechts	
Scout Control Begleitsteuerung	4.299,- €
<i>Für weitere Sondersteuerungen nutzen Sie bitte den separaten Anpassbogen</i>	
Bereifung / Farbe	
Antriebsräder mit Luftbereifung (3.00-8)	std.
Antriebsräder mit Vollgummibereifung (3.00-8)	323,- €
Schwenkräder mit Luftbereifung (2.80/2.50-4)	std.
Schwenkräder mit Vollgummibereifung (2.80/2.50-4)	234,- €
Radabdeckung Antriebsräder (Paar)	151,- €
Radabdeckung Schwenkräder (Paar)	115,- €
Farbe Grundmodell	std.
light grey dark grey blau rot	
Gurtsysteme	
Buddy Brace 2-Punkt Beckengurt	235,- €
medium large	
Buddy Brace Weste Modell X	281,- €
small medium large	
<i>Für weitere Gurtsysteme nutzen Sie bitte den separaten Anpassbogen</i>	

Zubehör	
Joystickaufsätze	Preis auf Anfrage
Golfball	Schaumstoffball (80 mm)
Tetragabel schmal (76 mm)	Tetragabel breit (102 mm)
Gurt mit Rollautomat	Preis auf Anfrage
Therapietisch, schwenkbar	Preis auf Anfrage
Notabschaltung	Preis auf Anfrage
Handyhalterung	Preis auf Anfrage
Dahl Docking Adapterplatte	Preis auf Anfrage
Stockhalter	Preis auf Anfrage

Sonderanfertigungen	
Elektrische Fußplatte, hochklappbar	Preis auf Anfrage
Elektrisch wegschwenkbare Joystickeinheit	Preis auf Anfrage
Elektrische Kopfstütze	Preis auf Anfrage
Elektrische Aufstehhilfe	Preis auf Anfrage
Heavy Duty Joystick	Preis auf Anfrage
Beatmungsträgerhalter	Preis auf Anfrage
Weitere Sonderanfertigungen auf Anfrage	



Kundenmaße	Angabe in kg / cm
Gewicht	
Größe	
1) Oberschenkellänge	
2) Brusttiefe	
3) Ellbogenhöhe	
4) Achselhöhlenhöhe	
5) Schulterhöhe	
6) Kopfhöhe	
7) Ellbogen bis Hand	
8) Brustbreite	
9) Unterschenkellänge	
10) Hüftbreite	



## Anmerkungen